

Pacific Hemostasis®
Prodotti di degradazione del fibrinogeno (FDP)
Kit per il dosaggio degli FDP - Set controllo degli FDP - Reagente al lattice per gli FDP - Provette di raccolta dei campioni di FDP
Tampone glicina salino

I. Uso previsto

Il kit per il dosaggio degli FDP Pacific Hemostasis, il set controllo, il reagente al lattice, il tampone glicina salino (Glycine Buffered Saline, GBS) e le provette per la raccolta dei campioni sono destinati all'uso nel rilevamento dei prodotti di degradazione del fibrinogeno e/o della fibrina (FDP) nel siero o nell'urina.

II. Riepilogo e principi del test

Gli FDP sono presenti in basse concentrazioni nel siero di tutti i soggetti sani in seguito ai normali meccanismi fibrinolitici. La concentrazione media normale negli adulti a riposo è pari a 4,9 ± 2,8 µg/ml.¹ Un leggero aumento può verificarsi in seguito a episodi di stress, attività fisica o ansia.² Le massime concentrazioni di FDP nel siero sono associate a coagulazione intravascolare disseminata (CID)³, trombosi venosa profonda⁴, alcuni disturbi della gravidanza^{5,6}, infarto del miocardio⁷ ed embolia polmonare.⁸ Generalmente la concentrazione di FDP nell'urina è inferiore a 0,25 µg/ml.⁹ Elevate concentrazioni possono comparire nella patologia renale come la glomerulonefrite¹⁰ e nel rigetto acuto del trapianto.¹¹ Il kit per il dosaggio degli FDP Pacific Hemostasis utilizza l'agglutinazione diretta su lattice per individuare elevate concentrazioni di FDP nel siero o nell'urina. Le particelle di lattice rivestite di fibrinogeno anti-umano vengono miscelate con siero defibrinato o urina ed esaminate per verificare l'eventuale agglutinazione a livello macroscopico.

III. Reagenti

Per uso diagnostico *in vitro*.

Conservare tutti i reagenti a 2-8 °C.

Composizione

Reagente al lattice: sospensione di particelle di lattice di polistirene rivestite con fibrinogeno anti-umano di coniglio. Contiene tampone e un conservante.

Provette per la raccolta dei campioni: per il sangue o l'urina. Le provette contengono batroxobina, un enzima simile alla trombina che converte rapidamente il fibrinogeno in un coagulo di fibrina. La batroxobina non è inibita dall'antitrombina III o dall'eparina.¹²⁻¹⁹ L'inibitore della tripsina della soia impedisce la degradazione del coagulo di fibrina da parte della plasmina.¹⁸ Viene aggiunto anche un conservante.

Tampone glicina salino (GBS): tampone con conservante.

Controllo positivo per gli FDP: >1 µg/ml di fibrinogeno umano in tampone glicina salino con stabilizzanti e conservante.

Controllo negativo per gli FDP: <1 µg/ml di fibrinogeno umano in tampone glicina salino con stabilizzanti e conservante.

Avvertenza: il reagente al lattice, il GBS, i controlli positivi e negativi per gli FDP contengono azoturo di sodio allo 0,1%. L'azoturo di sodio, in condizioni acide, produce acido idrazoico, un composto estremamente tossico. Diluire il prodotto con acqua corrente prima di gettarlo, quindi sciacquare con abbondante acqua. Si raccomandano queste precauzioni per evitare depositi della sostanza in questione nelle tubature metalliche in cui si potrebbero sviluppare atmosfere esplosive.

ATTENZIONE. POTENZIALE RISCHIO BIOLOGICO: contiene materiale di origine umana. Sebbene ciascuna unità da donatore di plasma o siero umano utilizzata nella fabbricazione di questo prodotto sia stata testata con metodi approvati dalla FDA e sia risultata non reattiva per l'antigene di superficie dell'epatite B (HBsAg), l'anticorpo per l'epatite C (HCV) e l'anticorpo per l'HIV-1/2, tutti i prodotti fabbricati con materiale di origine umana devono essere manipolati come potenziali veicoli di infezione. Poiché nessun metodo analitico può garantire la totale assenza del virus dell'epatite B o C, dell'HIV o di altri agenti infettivi, questi prodotti devono essere manipolati secondo le procedure consolidate previste dalla buona prassi di laboratorio.

Risultati imprevisti o variazioni di colore del reagente potrebbero indicare il deterioramento del prodotto. Se le provette per la raccolta degli FDP non sono più sotto vuoto, potrebbe risultare impossibile l'estrazione di ≥ 2 ml con i sistemi di raccolta compatibili.

IV. Raccolta dei campioni
Sangue:

Riempire la provetta fino a quando il vuoto è esaurito e il flusso di sangue si arresta. L'esatto volume di sangue prelevato può variare, ma deve essere ≥ 2 ml. In alternativa, è possibile riempire le provette togliendo il tappo e aggiungendo 2-3 ml di sangue. Rimettere il tappo e capovolgere delicatamente per miscelare il contenuto.

La formazione del coagulo dovrebbe verificarsi subito dopo il prelievo di sangue. È possibile accelerare la retrazione del coagulo e la separazione dal siero circondando il coagulo oppure utilizzando la centrifugazione a bassa velocità. Se il campione non viene centrifugato, lasciarlo riposare a temperatura ambiente per 30-60 minuti. Il sangue eparinizzato non provoca un ritardo nella retrazione del coagulo.

È preferibile analizzare il siero subito dopo la separazione dal coagulo; tuttavia, è possibile conservarlo fino a un massimo di 3 giorni a 2-8 °C. Non congelare.

Urina:

Utilizzare esclusivamente urina pulita e appena prelevata. Il campione non deve essere contaminato con sangue mestruale.

Trasferire il volume desiderato nella provetta di raccolta e miscelare capovolgendo la provetta.

Attendere 15-30 minuti prima di eseguire il test. Non congelare.

V. Procedura analitica
Materiali forniti

Kit per il dosaggio degli FDP

Reagente al lattice: un flacone da 5 ml con contagocce

Controllo positivo per gli FDP: un flacone da 2 ml con contagocce

Controllo negativo per gli FDP: un flacone da 2 ml con contagocce

Tampone glicina salino: una siringa da 1 ml

30 provette di raccolta dei campioni, 100 bacchette di miscelazione

10 vetrini di analisi monouso, 30 pipette di campionamento in plastica

Nota: il reagente al lattice (1 x 5 ml), il tampone glicina salino (2 x 100 ml) e le provette per la raccolta dei campioni di FDP (30) possono essere acquistati separatamente. I set di controllo sono disponibili con 3 controlli positivi per gli FDP da 2 ml e 3 controlli negativi per gli FDP da 2 ml.

Materiali necessari non forniti in dotazione: provette di analisi in vetro o plastica, timer, pipette per ulteriori diluizioni, vortex.

Portare tutti i reagenti e i campioni a temperatura ambiente.

Per ciascun campione di siero apporre un'etichetta alle provette di analisi pulite con la dicitura 1:10 e 1:40.

L'urina viene analizzata senza diluizione e con diluizione 1:10.

Utilizzando la siringa in dotazione o un altro idoneo dispositivo di pipettaggio, aggiungere 0,45 ml di GBS alla provetta per la diluizione 1:10. Aggiungere 2,0 ml alla provetta per la diluizione 1:40.

Utilizzando una pipetta di campionamento monouso in plastica, aggiungere una goccia di campione del paziente in ciascuna provetta.

Sciquare con acqua la pipetta monouso e trasferire una goccia di ciascuna diluizione in pozzetti diversi sul vetrino di analisi.

Aggiungere una goccia di controllo positivo e negativo per gli FDP a pozzetti diversi sul vetrino di analisi.

Agitare sul vortex la provetta chiusa contenente il reagente al lattice.

Utilizzando il contagocce del reagente al lattice, aggiungere una goccia in ciascun pozzetto di analisi.

Miscelare con le apposite bacchette di miscelazione e spargere il contenuto in modo da riempire completamente ciascun pozzetto.

Far oscillare delicatamente il vetrino di analisi per tre minuti.

Esaminare ciascun pozzetto con una sorgente di luce diretta per verificare l'eventuale presenza di agglutinazione. I pozzetti negativi dovrebbero apparire omogenei. Confrontare i pozzetti dal risultato incerto con il pozzetto del controllo negativo.

VI. Risultati

Il reagente al lattice viene sensibilizzato in modo da individuare 1 µg/ml di FDP nel campione in esame. L'avvenuta agglutinazione al termine del periodo di analisi indica la presenza, nel campione in esame, di una concentrazione di FDP pari o superiore a 1 µg/ml e risulta pari a >1 µg/ml per i campioni di urina non diluiti, > 10 µg/ml per i campioni di siero o urina diluiti 1:10, oppure >40 µg/ml per i campioni di siero diluiti 1:40. Riportare i risultati nel modo seguente:

S. diluizione	Urina		Siero		
	1:10	Rapporto	1:10	1:40	Rapporto
Negativo	Negativo	<1 µg/ml	Negativo	Negativo	<10 µg/ml
Positivo	Negativo	≥1 µg/ml	Positivo	Negativo	10-40 µg/ml
Positivo	Positivo	≥10 µg/ml	Positivo	Positivo	≥40 µg/ml

Se occorre effettuare una determinazione più quantitativa, continuare con le diluizioni seriali fino ad ottenere una reazione negativa. A concentrazioni ≥ 400 µg/ml, il pozzetto con diluizione 1:10 può mostrare agglutinazione debole o negativa (effetto prozona).

VII. Limiti

Un'agglutinazione falsa positiva può verificarsi nei campioni marcatamente lipemici o contaminati da batteri.

Anche la presenza del fattore reumatoide (FR) può causare reazioni false positive con gli FDP. Se il FR e i reagenti al lattice per gli FDP vengono agglutinati entrambi, non è possibile effettuare un'interpretazione diretta delle concentrazioni di FDP. Per eliminare il FR, i campioni di siero defibrinato possono essere ridotti con ditiotreitolo o con 2-mercaptoetanolo²⁰.

I campioni precedentemente congelati possono mostrare concentrazioni di FDP ridotte artificialmente. Non congelare.

Effetto dell'eparina: il test degli FDP non è influenzato da concentrazioni di eparina fino a 2,0 unità/ml. Gli altri test che utilizzano la defibrinazione della trombina possono rilevare concentrazioni falsamente elevate di FDP in presenza di basse concentrazioni di eparina pari anche a 0,1 unità/ml.

VIII. Caratteristiche prestazionali

Precisione: dodici campioni di siero su un ampio intervallo di concentrazioni di FDP sono stati analizzati per 10 volte. Tutti i campioni hanno fornito titoli identici in ciascun test.

Metodo di confronto: negli studi di correlazione eseguiti da laboratori indipendenti, il metodo Pacific Hemostasis ha fornito coefficienti di correlazione con valori r che vanno da 0,94 a 0,96 rispetto ad altri dosaggi al lattice disponibili in commercio.

IX. Bibliografia






- Das, P.C., Alan, A.G.E., Woodfield, D.G., and Cash, J.D. 1967. *Brit. Med. J.* 4:718.
- Chakrabarti, R., Hocking, E.D., and Fearnley, G.R. 1969. *J. Clin. Path.* 22:659.
- Colman, R.W., Minna, J.D., and Robby, S.J. 1974. *Heart and Lung.* 3:787.
- Wood, E.H., Prentice, C.R.M., and McNicol, G.P. 1972. *Lancet.* 1:166.
- Henderson, A.H., Pugsley, D.J., and Thomas, D.P. 1970. *Brit. Med. J.* 3:545.
- McKay, D.G. 1969. *J. Obstet. Gynaec., Brit. Commonwealth.* 76:481.
- Almer, L.O., Hedner, V., and Nilsson, I.M. 1972. *Throm. Res.* 1:59.
- Rickman, F.D., Handin, R., and Howe, J.P. 1973. *Ann. Intern. Med.* 79:664.
- Clarkson, A.R., Morton, J.B., and Cash, J.D. 1973. *Lancet.* 2:1220.
- Clarkson, A.R., MacDonald, M.K., Cash, J.D., and Robson, J.S. 1972. *Brit. Med. J.* 3:255.
- Cash, J.D. and Clarkson, A.R. 1971. *Scand. J. Haematol.* 13:331.
- Blomback, B., Blomback, M., and Nilsson, I.M. 1957. *Thromb. Diath. Haemorrh.* 1:1.
- Hohnen, H.W. 1957. *Zschr. f. ges. exp. Med.* 128:427.
- Rutstein, J.E., Holahan, J.R., Llyons, R.M., and Pope, R.M. 1978. *J. Lab. Clin. Med.* 92:529.
- Verstraete M., 1985, Drugs 29:236.
- Stability data found in DHF.

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI		
N. cat.	Descrizione	Contenuto
100650	Kit per il dosaggio degli FDP	30 det.
100654	Provette di raccolta dei campioni di FDP	30 provette
100651	Reagente al lattice per gli FDP	1 x 5 ml
100665	Tampone glicina salino	2 x 100 ml
100656	Set di controllo per gli FDP	3 x 2 ml positivo 3 x 2 ml negativo

GARANZIA LIMITATA FISHER DIAGNOSTICS ©

Fisher Diagnostics (FD) garantisce all'acquirente esclusivamente un funzionamento dei prodotti FD conforme a quanto riportato sulle etichette e sulla documentazione relativa ai medesimi. Spetta all'acquirente determinare l'idoneità dei prodotti FD alle proprie specifiche applicazioni. FD sarà obbligata solo a sostituire, a sua discrezione, i prodotti non conformi o difettosi, oppure a rimborsare il prezzo d'acquisto. **FD ESCLUDE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O TACITE, COMPRESSE LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ E DI IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI.** Né FD né le sue affiliate saranno in alcun caso responsabili di eventuali perdite o danni accidentali o indiretti.

Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà di Thermo Fisher Scientific Inc. e delle sue affiliate.

Symbols Key	
	Manufacturer Hersteller Fabricant Fabricante Fabbricante
IVD	<i>In Vitro</i> Diagnostic Medical Device Medizinprodukt für die <i>in-vitro</i> -Diagnostik Matériel médical pour utilisation diagnostique <i>in vitro</i> Dispositivo médico para diagnóstico <i>in vitro</i> Dispositivo medico per diagnosi <i>in vitro</i>
LOT	Lot Number Chargennummer Número de lot Número de lote Numero di lotto
	Use By Verfallsdatum Utilisar jusque Fecha de caducidad Da utilizzare entro
	Temperature Limitation Temperatureinschränkungen Limites de température Limite de temperatura Limiti di temperatura
CE	CE Mark CE-Markierung Marque CE Marca CE Marchio CE
REF	Catalogue Number Katalognummer Número de catalogue Número de referencia Numero di catalogo
	Consult Instructions for Use Bedienungsanleitung lesen Voir les instructions d'utilisation Consultar las instrucciones de uso Consultare le istruzioni per l'uso
EC REP	Authorized Representative in the European Community Autorisierte Vertretung in der Europäischen Union Représentant agréé pour la Communauté Européenne Representante autorizado en la Comunidad Europea Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Biological Risk Biologische Risiken Risque biologique Peligro biológico Rischio biologico
STERILE R	Sterilization using irradiation Sterilisierung mit Hilfe von Bestrahlung Stérilisation par irradiation Esterilización mediante irradiación Sterilizzazione per irradiazione

JL840812 (R1)

EC REP

 WMDE
 Bergenweg 18
 6085 AT Horn
 The Netherlands

CE

 Manufactured in UK for:
 Fisher Diagnostics
 a division of Fisher Scientific Company, LLC
 a part of Thermo Fisher Scientific Inc.
 Middletown, VA 22645-1905 USA
 Phone: (800) 528-0494 USA only
 (540) 869-3200
 Fax: (540) 869-8132

Thermo
 SCIENTIFIC